

テクニカルデータ

■ コントラアングル&ストレート

T1ライン

製品名	ライト	カラーコード	注水	ギア比	最高回転数(毎分)	ヘッド直径(mm)	ヘッド高(mm)	重量(g)	使用バー(mm)	品番
C200L	☀	●	4	5倍速	約 200,000	約 8.7	約 14.6	約68	直径 1.6 FG	33 28 452-SH
C40L	☀	●	1	等速	約 40,000	約 8.7	約 12.4	約67	直径 2.35 CA	33 28 437-SH
C6L	☀	●	1	1/6 減速	約 6,000	約 8.7	約 12.4	約67	直径 2.35 CA	33 28 429-SH
C1.6L	☀	●	1	1/24 減速	約 1,600	約 8.7	約 12.4	約67	直径 2.35 CA	33 28 411-SH
H40L	☀	●	1	等速	約 40,000	—	—	約68	直径2.35 HP/CA	60 31 277



T1ライン 特殊用途コントラ

製品名	ライト	カラーコード	注水	ギア比	動作	使用インストルメント	品番
EVA04L	☀	●	1	1/2.5減速	前後ストローク 0.4mm	デンタータス社EVAチップ	33 29 260
EVA11L	☀	●	1	1/2.5減速	前後ストローク 1.1mm	デンタータス社EVAチップ	41 77 015
エンドL	☀	●	—	1/9.5減速	左右30° ツイスト	ハンドリーマー(直径3.6~4mm)、およびエンジンリーマー(直径2.35mm)	58 69 552



T2ライン

製品名	ライト	カラーコード	注水	ギア比	最高回転数(毎分)	ヘッド直径(mm)	ヘッド高(mm)	重量(g)	使用バー(mm)	品番
A200L	☀	●	4	5倍速	約 200,000	約 8.7	約 14.6	約68	直径 1.6 FG	63 76 177-SH
A40L	☀	●	1	等速	約 40,000	約 8.7	約 12.4	約68	直径 2.35 CA	63 76 185-SH
A6L	☀	●	1	1/6 減速	約 6,000	約 8.7	約 12.4	約68	直径 2.35 CA	63 76 193-SH
A40HL	☀	●	1	等速	約 40,000	—	—	約87	直径2.35 HP/CA	63 76 201



T3ライン

製品名	ライト	カラーコード	注水	ギア比	最高回転数(毎分)	ヘッド直径(mm)	ヘッド高(mm)	重量(g)	使用バー(mm)	品番
E200	—	●	4	5倍速	約 200,000	約 8.7	約 14.6	約71	直径 1.6 FG	63 92 679-SH
E40	—	●	1	等速	約 40,000	約 8.7	約 12.4	約71	直径 2.35 CA	63 92 687-SH
E6	—	●	1	1/6 減速	約 6,000	約 8.7	約 12.4	約71	直径 2.35 CA	63 92 695-SH
EH40	—	●	1	等速	約 40,000	—	—	約87	直径2.35 HP/CA	63 92 711-W



■ タービン

T1タービン

製品名	ライト	注水	最高出力(W)	最高回転数(毎分)	ヘッド直径(mm)	ヘッド高(mm)	重量(g)	対応カップリング	品番
T1コントロール(S)	☀	4	22	約 250,000	約 12.4	約 13.8	約 56	シロナクイックカップリング	63 86 598-SH
T1コントロール(K)	☀	4	22	約 250,000	約 12.4	約 13.8	約 56	カボマルチフレックス	63 86 754-SH
T1ブースト(S)	☀	4	23	約 370,000	約 11.9	約 13.0	約 55	シロナクイックカップリング	63 86 606-SH
T1ブースト(K)	☀	4	23	約 370,000	約 11.9	約 13.0	約 55	カボマルチフレックス	63 86 911-SH
T1ミニ(S)	☀	4	20	約 400,000	約 10.2	約 12.7	約 54	シロナクイックカップリング	63 86 630-SH
T1ミニ(K)	☀	4	20	約 400,000	約 10.2	約 12.7	約 54	カボマルチフレックス	63 86 994-SH



T2タービン

製品名	ライト	注水	最高出力(W)	最高回転数(毎分)	ヘッド直径(mm)	ヘッド高(mm)	重量(g)	対応カップリング	品番
T2コントロール(S)	☀	4	22	約 250,000	約 12.4	約 13.8	約 57	シロナクイックカップリング	63 86 648-SH
T2コントロール(K)	☀	4	22	約 250,000	約 12.4	約 13.8	約 57	カボマルチフレックス	63 87 737-SH
T2ブースト(S)	☀	4	23	約 370,000	約 11.9	約 13.0	約 56	シロナクイックカップリング	63 86 655-SH
T2ブースト(K)	☀	4	23	約 370,000	約 11.9	約 13.0	約 56	カボマルチフレックス	63 87 778-SH
T2ブースト(N)	☀	4	23	約 370,000	約 11.9	約 13.0	約 56	ナカニシパテラス	63 87 794-SH
T2ミニ(S)	☀	4	20	約 400,000	約 10.2	約 12.7	約 55	シロナクイックカップリング	63 86 663-SH
T2ミニ(K)	☀	4	20	約 400,000	約 10.2	約 12.7	約 55	カボマルチフレックス	63 87 802-SH
T2ミニ(N)	☀	4	20	約 400,000	約 10.2	約 12.7	約 55	ナカニシパテラス	63 87 828-SH



CLICK & GO シロナT1、及びT2タービンはこれらのカップリングに対応したタイプをご用意しております。

カボ マルチフレックスはカボデンタルシステムズジャパン株式会社、ナカニシパテラスはナカニシ株式会社の登録商標です。推奨手元エア圧:2.7~3.0バール/分
 ※ナカニシ対応タービン:T2ブースト及びT2ミニのみ。

製造

Sirona Dental Systems GmbH

Bensheim, Germany
www.sirona.com

一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
 販売名: T1ライン
 医療機器承認番号: 22000BZX00818000
 分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売

シロナ デンタルシステムズ株式会社

本社 / 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1
 住友不動産汐留浜離宮ビル5階

一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
 販売名: シロナタービンハンドピース
 医療機器承認番号: 222AABZ100218000
 分類: 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■ 支店・営業所

- 札幌支店 Tel: 011-709-5800
- 仙台支店 Tel: 022-266-4020
- 東京支店 Tel: 03-5148-7895
- 横浜支店 Tel: 045-440-1521
- 名古屋支店 Tel: 052-251-8467
- 大阪支店 Tel: 06-6243-6636
- 広島支店 Tel: 082-546-2301
- 福岡支店 Tel: 092-518-1800
- 盛岡営業所 Tel: 019-604-2340
- 庄内営業所 Tel: 0235-29-1217
- 静岡営業所 Tel: 054-653-2711
- 宇都宮営業所 Tel: 028-614-3710
- 長野サビステーション Tel: 026-217-6171
- リペアセンター Tel: 03-5753-5355

www.sirona.co.jp

BI2505TP
16.4.10T

*改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

SIRONA INSTRUMENTS PREMIUM, COMFORT AND ECONOMY

シロナ ハンドピース

ストレート&コントラアングル ハンドピース

T1ライン T2ライン T3ライン

タービン ハンドピース

T1タービン T2タービン



ストレート&コントラ アングル ハンドピース

ISOマイクロモーター対応


T1ライン●ライト付 プレミアムクラス

- チタン製スリーブ
- 耐久性に優れるDLCボールベアリング
- ライト付き
- 信頼の「3年保証」

製品番号	製品名	特徴	標準価格(税別)
3328452-SH	C200L	5倍速、ライト付、4点注水	184,000円
3328437-SH	C40L	等速、ライト付、1点注水	130,000円
3328429-SH	C6L	1/6減速、ライト付、1点注水	140,000円
3328411-SH	C1.6L	1/24減速、ライト付、1点注水	156,000円
6031277	H40L	ストレート、ライト付、1点注水	134,000円
3329260	EVA04L	ストローク0.4mm	152,000円
4177015	EVA11L	ストローク1.1mm	152,000円
5869552	エンドL	根管治療用、2in1、左右30°	149,000円

EVA04L/11L
マイクロプレパレーション、歯間研磨用
専用チップの前後運動により、ポリッシングや余剰セメントの除去に有用(ストローク:EVA04は0.4mm、EVA11は1.1mm)。また、回転式ハンドピースと異なり、切削溝や粗面を作ることなく、平滑な研磨仕上げが可能のため、フィニッシングラインの形成や隅角部の仕上げに大変便利。セレクトユーザーには特にオススメです。

エンドL
根管治療用
ダブルチャックシステムの採用により手用ファイル(手持部分直径3.6mm~4.0mm)もエンジン用ファイル(ヘッド部直径2.35mm)も使用可能な2in1タイプのハンドピース。術者の指先の動きを再現する左右30°ずつ、計60°のツイスト運動。ステンレスファイル専用。



T2ライン●ライト付 コンフォートクラス

- チタン製スリーブ
- スムーズな回転を生み出すセラミックボールベアリング
- ライト付き
- 安心の「2年保証」

製品番号	製品名	特徴	標準価格(税別)
6376177-SH	A200L	5倍速、ライト付、4点注水	145,000円
6376185-SH	A40L	等速、ライト付、1点注水	114,000円
6376193-SH	A6L	1/6減速、ライト付、1点注水	130,000円
6376201	AH40L	ストレート、ライト付、1点注水	114,000円

T3ライン●ライト無 エコノミークラス

- チタン製スリーブ
- スムーズな回転を生み出すセラミックボールベアリング
- ライト無し
- 1年保証

製品番号	製品名	特徴	標準価格(税別)
6392679-SH	E200	5倍速、ライト無、4点注水	113,000円
6392687-SH	E40	等速、ライト無、1点注水	87,000円
6392695-SH	E6	1/6減速、ライト無、1点注水	99,000円
6392711-W	EH40	ストレート、ライト無、1点注水	74,000円

タービン ハンドピース

T1タービン●理想的な操作性を全方位的に熟成

- 生体親和性に優れるチタン製スリーブ
- 歯牙への摩擦熱を低減する
自動スピードコントロール機能(T1コントロール)
- DLC(Diamond-like-carbon)コーティングのセラミックボールベアリング
- 静音設計



PREMIUM



製品番号	製品名	タービнкаップリング	標準価格(税別)
6386598-SH	T1コントロール(S)	シロナクイックカップリング	184,000円
6386754-SH	T1コントロール(K)	カボマルチフレックス	
6386606-SH	T1ブースト(S)	シロナクイックカップリング	
6386911-SH	T1ブースト(K)	カボマルチフレックス	
6386630-SH	T1ミニ(S)	シロナクイックカップリング	
6386994-SH	T1ミニ(K)	カボマルチフレックス	

推奨エア-手元圧(バルブ):2.7~3.0

T2タービン●標準を超えた上質感と快適性

- チタンコーティングスリーブが実現する優れたグリップ感
- 高トルクと低ノイズを実現する
自動スピードコントロール機能(T2コントロール)
- スムーズな回転を生み出すセラミックボールベアリング
- 静音設計



ノイズの低減に寄与する4点スプレー

COMFORT



製品番号	製品名	タービнкаップリング	標準価格(税別)
6386648-SH	T2コントロール(S)	シロナクイックカップリング	132,000円
6387737-SH	T2コントロール(K)	カボマルチフレックス	
6386655-SH	T2ブースト(S)	シロナクイックカップリング	
6387778-SH	T2ブースト(K)	カボマルチフレックス	
6387794-SH	T2ブースト(N)	ナカニシパテラス	
6386663-SH	T2ミニ(S)	シロナクイックカップリング	
6387802-SH	T2ミニ(K)	カボマルチフレックス	
6387828-SH	T2ミニ(N)	ナカニシパテラス	

推奨エア-手元圧(バルブ):2.7~3.0

ストレート&コントラ アングル ハンドピース

シロナSLモーター対応

T1クラシック●シーメンスユニット用

- チタン製スリーブ
- ウェルバランス
- SLモーターを格納(主にシーメンスユニット用)

製品番号	製品名	特徴	標準価格(税別)
5898866-SH	S200L	5倍速、ライト付、4点注水	241,000円
5898874-SH	S40L	等速、ライト付、1点注水	166,000円
5898882-SH	S6L	1/6減速、ライト付、1点注水	176,000円
6031400	SH40L	ストレート、ライト付、1点注水	148,000円